

TIBBİ VARİS ÇORABI SEÇİM REHBERİ

MEDICAL STOCKINGS SELECTION GUIDE

VARİS ÇORABI TİPLERİ STOCKINGS TYPE		2000 SERİSİ DESTEK 2000 SERIES SUPPORT STOCKINGS		7000 SERİSİ EKONOMİ 7000 SERIES: ECONOMY	8000 SERİSİ PAMUKLU 8000 SERIES WITH: COTTON	9000 SERİSİ KLASİK 9000 SERIES :CLASSIC	10000 SERİSİ ANTİBAKTERİYEL 10000 SERIES: ANTIBACTERIAL
		140 DEN	280 DEN				
Basınç Sınıfları COMPRESSION CLASSES	DESTEK BASINCI SUPPORT SUPPORT COMPRESSION	✓	✓				
	CCL1(18-21 mmHg)			✓	✓	✓	✓
	CCL2(23-32 mmHg)			✓	✓	✓	✓
	CCL3(34-46 mmHg)			✓	✓	✓	✓
	CCL4(49 mmHg) +					✓	
Model /TYPE	Unisex / UNISEX		✓	✓	✓	✓	✓
	Erkek / MEN				✓	✓	
	Bayan / WOMEN	✓					
Renk / COLOR	Bej /BEIGE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Siyah / BLACK	✓	✓		✓	✓	✓
Özellikleri /FEATURES	MikroFilament / MICRO FILAMENT				✓	✓	✓
	Pamuklu İç Yüzey/ COTTON INNER SURFACE				✓		✓
	AntiBakteriyel /ANTIBACTERIAL						✓
	Yumuşaklık /SOFTNESS	Çok İyi VERY GOOD	Çok İyi VERY GOOD	Çok İyi VERY GOOD	Çok İyi VERY GOOD	Çok İyi VERY GOOD	Çok İyi VERY GOOD
	Kullanım Ömrü(ay) / WARRANTY (MONTH)	2	2	4	6	6	6
	Fiyat /PRICE	Çok İyi /VERY GOOD	Çok İyi /VERY GOOD	Çok İyi /VERY GOOD			İyi / GOOD